

Health Diagnostic Systems

03056 Київ, вул. Політехнічна, 16, корп. 11.

+380442778030

ПІБ:	Example Patient			
Дата народження:	24.05.1952	Стать: жін.	Дата, час запису:	22.04.2021 21:24:51
Зріст:	165 см	Вага: 65 кг	Тривалість:	00:04:59
Телефон:	_____		Причина:	За кнопкою
E-mail:	_____		Реєстрації, тип:	Кабель, 10A (12Ch)
ID номер:	_____		Реєстратор:	DC12010 #05014, v-0.16
Примітки:	_____			
Коментар	_____			

Висновок

Лікар _____ / _____ / _____

Мінесотське кодування

Розділ	Опис
Паттерни Q і QS, 1-2-8	Початкова амплітуда R зменшується до 2 мм або менше в кожному комплексі (і відсутність кодів 3-2, 7-1-1, 7-2-1 або 7-3) між V5 і V6. (Усі комплекси у відведенні V5 повинні мати початковий R > 2 мм.)
Депресія сегменту ST, 4-2	Депресія STJ $\geq 0,5$ мм і <1,0 мм, а сегмент ST горизонтальний або має нахил вниз в будь-якому з відведень I, aVL або V6.

Синдромальне кодування


Ідентифікатор	Опис
30	Синусова аритмія
56	Шлуночкова екстрасистоля
284	Збільшена тривалість інтервалу Q-T

Параметри ЕКГ


ЧСС, уд/хв	QRS, мс	PR, мс	P, мс	QRS, кут вісі	QT, мс	QTc, мс	QTcF, мс
87	84	156	92	10°	392	485	452

Відведення	R, мкВ	Q, мкВ	R, мкВ	S, мкВ	T, мкВ	J, мкВ	J40, мкВ	J80, мкВ
I	61	-28	727	0	38	-2	-50	-53
II	65	0	658	-57	93	-57	-46	-37
III	18	0	285	-526	86	-16	15	28
aVR	0	-628	32	0	0	32	51	47
aVL	39	-91	584	0	0	13	-39	-48
aVF	41	0	430	-244	84	-51	-17	-5
V1	0	0	58	-1824	561	157	208	278
V2	0	-37	484	-551	421	8	54	96
V3	0	-50	1266	-205	178	-60	-25	-4
V4	18	0	887	-184	95	-62	-41	-30
V5	23	0	561	-37	57	-37	-31	-26
V6	23	0	408	0	41	-16	-32	-30

Графік ЧСС



Графік RR



21:24:51 (7 с) ЧСС: 97 уд/хв Масштаб: 10.0 мм/мВ Швидкість: 25.0 мм/с Фільтри: 0,05 Гц, 35 Гц, 50 Гц, 75 Гц, ADS

692 656 516 592 504 680 612 540 824

