

Холтерівська система «DiaCard»

Порівняльна таблиця комплектації і технічних параметрів

КОМПЛЕКТИ	LE	E	ME	L	S	M	U	F	X			
Програмне забезпечення												
Базове:												
Робота з реєстраторами												
Зчитування даних												
Експорт – імпорт												
Робота з архівом												
Робота з дослідж.												
Робота зі звітами												
Аудіо коментарі												
Авто оновлення												
Довідка - допомога												
Аналіз:												
- порушень ритму												
- сегмента ST												
- інтервалу PQ												
- інтервалу QT												
- ЕКГ 6/12												
- ШВР (PM)												
- АТ (BP)												
- BCP (HRV)												
- РеСп (ReSpiro)												
- SpO2 (сатурація)												
- АА (активність)												
- Реєстратор (не DC)												
- Telecardian (серії TC)												
Реєстратор												
Модель	06000.7		12100.01		12100.02		12100.11		12100.13		12100.23	
ЕКГ - відведення	1, 2, 3, 6, 7		2, 3		2, 3, 12		3		3, 12		3, 12	
- ШВР	-		+		+		-		+		+	
- РеСп	-		+		+		+		+		+	
АТ							OSC+AUS (з графіками вимір.)					
Акселерометр	У розробці			± 3D, 1.5-8.0g, 3 канали 100 Гц 12 біт								
Контроль обриву ел-ів	+ (усіх сигнальних електродів)											
Цифровий диктофон	до 999 записів тривал. 10÷30 с											
Флешпам'ять даних	256 МБ (внутрішня)			microSD 2÷32 ГБ (зовнішня)								
К-сть записів у пам'яті	1 дослідження			багато досліджень FAT 16/32								
Зчитування даних	USB (FS)			USB (HS)+CR (CardReader)			USB (FS)+CR		USB (HS)+CR			
Інтерфейси зв'язку	BLE-5.0, USB-2.0			BT-3.0, USB-2.0			BT-2.0, USB-2.0		BT-3.0, USB-2.0			
Індикація світлова	LED-RGB			LED, GOLED-C (color)			LED, GOLED-C		LED, GOLED-C			
- звукова	Z (зумер)											
Керування, кнопки	1T (тактова)			1T, 4C (сенсорна)			1T, 4C		1T, 4C			
Ел-т живлення, тип	акумулятор (незнімний)			акумулятори або батарейки (знімні)								
- параметри	LiPoI 3.7 В 130 мАгод			1xAA-1.2 В або 14500 3.7 В			2xAA-1.2 В					
Вага (без зовн. аксес.)	< 17 г (з ел. живлення)			66 г (без ел-та живлення)			170 г (без ел-тів живлення)					
Габаритні розміри	35.5x62.2x7.6 мм			80x60.3x18.3 мм			104x68x26 мм					